

# compact-cart Economy


## Planungshilfe

### Ausstattung

Energiesäulen:	Nur im Basisgestell Profi verfügbar
Ein- / Ausschalter:	Nur mit Energiesäulen möglich
Power-Unit:	Nur mit Energiesäulen möglich
Rollenumbausatz:	ZV. _____
Rollendurchmesser:	D _____ mm
Leitfähigkeit:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Trenntransformator:	Nur im Basisgestell Profi integrierbar
Isolationswächter:	Nur im Basisgestell Profi integrierbar
Steckdosenleiste:	ZV. _____
Rücktüren:	Nur im Basisgestell Profi integrierbar
Zubehör / Anbauteile:	_____ _____ _____

### Design

Grundfarbe:	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dekorfarbe:	<input type="checkbox"/> .903 (RAL 7035 Lichtgrau) <input type="checkbox"/> .908 (RAL 5015 Himmelblau) <input type="checkbox"/> .909 (RAL 1003 Signalgelb) <input type="checkbox"/> _____



### Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
21 E	839 mm	864 mm
30 E	1127 mm	1152 mm
35 E	1287 mm	1312 mm
40 E	1447 mm	1472 mm

Einbaubreite: 450 / 500 / 650 mm

Gesamtbreite: 555 / 605 / 755 mm

Gestelltiefe (gesamt): 625 mm

Projekt \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Bearbeiter \_\_\_\_\_

### Bitte beachten Sie :

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **compact-cart** können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. mit der **2. Einheit bzw. 64 mm** von unten montieren.

**ITD GmbH**  
Grünwalder Weg 13a  
82008 Unterhaching  
Tel. +49 (0)89 61 44 25-0  
Fax +49 (0)89 61 44 25-20  
E-Mail: [sales@itd-cart.com](mailto:sales@itd-cart.com)  
[www.itd-cart.com](http://www.itd-cart.com)

