

compact-cart Profi


Planungshilfe

Ausstattung

Energiesäulen:	Standardkomponente
Ein- / Ausschalter:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Power-Unit:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Rollenumbausatz:	ZV. _____
Rollendurchmesser:	D _____ mm
Leitfähigkeit:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Trenntransformator:	<input type="checkbox"/> 1200 VA mit 6-fach Kaltgerätedosenleiste <input type="checkbox"/> 2000 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste
Isolationswächter:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Steckdosenleiste:	ZV. _____
Rücktüren:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zubehör / Anbeuteile:	_____ _____ _____

Design

Grundfarbe:	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dekorelemente :	<input type="checkbox"/> .903 (RAL 7035 Lichtgrau) <input type="checkbox"/> .908 (RAL 5015 Himmelblau) <input type="checkbox"/> .909 (RAL 1003 Signalgelb) <input type="checkbox"/> _____



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
30 E	1146 mm	1171 mm
35 E	1306 mm	1331 mm
40 E	1466 mm	1491 mm

Einbaubreite: 450 / 500 / 650 mm

Gesamtbreite: 618 / 668 / 818 mm

Gestelltiefe: 624 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **compact-cart** können Ablageböden mit **2. Einheit bzw. 64 mm** von unten montieren werden, Schubfächer bereits mit der **1. Einheit bzw. 32 mm**.

ITD GmbH
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
Fax +49 (0)89 61 44 25-20
E-Mail: sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com

