


endo-cart

Planungshilfe

1 / 2



Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein.
Bei **endo-cart** können Sie Ablageböden, Schubfächer etc erst **mit der 2. Einheit bzw. 64 mm** von unten montieren.

Projekt

Firma

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bearbeiter

ITD GmbH
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
Fax +49 (0)89 61 44 25-20
E-Mail: sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
30 E	1117 mm	1145 mm
30 E + 10 E	1437 mm	1465 mm

Gesamtbreite: 1214 mm


Einbaubreite: 1100 mm

Gestelltiefe (gesamt): 625 mm

Aufteilung der Wagenbreiten

Vorderseitige Ansicht,
symmetrische Anordnung:


500 mm / 500 mm



Vorderseitige Ansicht,
asymmetrisch Anordnung:

450 mm / 600 mm

600 mm / 450 mm



Bitte beachten Sie :

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein.

Bei **endo-cart** können Sie Ablageböden, Schubfächer etc erst mit der **2. Einheit bzw. 64 mm** von unten montieren.

Ausstattung

Energiesäulen: Standardkomponente

Ein- / Ausschalter: ja nein

Rollenumbausatz: ZV. _____

Rollendurchmesser: D _____ mm

Leitfähigkeit: ja (Standard)

Trenntransformator: 660 VA mit 4-fach Kaltgerätedosenleiste
 1000 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste
 1600 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste

Isolationswächter: ja nein

Steckdosenleiste: ZV. _____
 ZV. _____

Rückwände: ja nein

Zubehör / Anbauteile: _____

Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .901 (RAL 5021 Wasserblau)
 .902 (RAL 5013 Kobaltblau)
 .903 (RAL 7035 Lichtgrau)

Projekt

Firma

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bearbeiter

ITD GmbH
 Grünwalder Weg 13a
 82008 Unterhaching

Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
 Fax +49 (0)89 61 44 25-20

E-Mail: sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com

