

pro-cart mit elektrischer Höhenverstellung und Batteriebetrieb Planungshilfe

Ausstattung


Netzteil: Eingangsspannung:
AC 110 V / 230 V, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: DC12 V – 24 V

Zubehör / Anbauteile: Ablageboden (PT. _____)
 Schubfachblock (PT. _____)

Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .903 (RAL 7035 Lichtgrau)
 .908 (RAL 5015 Himmelblau)
 .909 (RAL 1003 Signalgelb)



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG: 1357 mm
Höhenverstellung: 1276 mm bis 1576 mm

Einbauhöhe (Säule): 35 E (1 E = 32 mm)

Gesamtbreite: 610 mm

Gesamttiefe: 620 mm

Rollen: 4 Doppellenkrollen, D 125 mm,
2 davon feststellbar, inkl.
Wandabweiser

Projekt

Firma

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bearbeiter

Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **pro-cart** mit Batterie können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. **mit der 5. Einheit bzw. 160 mm** von unten montieren.

ITD GmbH
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
Fax +49 (0)89 61 44 25-20
E-Mail: sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com

