

Ausstattung

Rollendurchmesser: D _____ mm

Leitfähigkeit: ja nein

Trenntransformator: 660 VA mit 4-fach Kaltgerätedosenleiste
 1200 VA mit 6-fach Kaltgerätedosenleiste

Isolationswächter: ja nein


Steckdosenleiste: ZV. _____

Zubehör / Anbauteile: _____

Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .903 (RAL 7035 Lichtgrau)
 .908 (RAL 5015 Himmelblau)
 .909 (RAL 1003 Signalgelb)



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
21 E	884 mm	909 mm
30 E	1172 mm	1197 mm
35 E	1332 mm	1357 mm

Gesamtbreite: 610 mm

Gesamttiefe: 620 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **pro-cart** können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. mit der **1. Einheit bzw. 32 mm** von unten montieren.

ITD GmbH
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
Fax +49 (0)89 61 44 25-20
E-Mail: sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com

