

uni-cart mit 5 Auslegern Planungshilfe

Ausstattung

Rollendurchmesser: D _____ mm

Leitfähigkeit: ja nein

Steckdosenleiste: ZV. _____

Gegengewicht-Set: RS.0344.999

Zubehör / Anbauteile:

Achtung: bei uni-cart mit 5 Auslegern dürfen keine Ablageböden oder Schubfächer angebracht werden.


Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .901 (RAL 5021 Wasserblau)

.902 (RAL 5013 Kobaltblau)

.903 (RAL 7035 Lichtgrau)



Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei uni-cart mit 5 Auslegern dürfen keine Ablageböden bzw. Schubfächern angebracht werden. Bitte verwenden Sie hierfür uni-cart mit 4 Auslegern.

Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

| Einheiten (E), 1 E = 32 mm | Rollen D 75 mm | Rollen D 100 mm |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 21 E | 820 mm | 857 mm |
| 30 E | --- | 1145 mm |
| 35 E | --- | 1305 mm |

Gesamtbreite: 670 mm

Gesamttiefe: 650 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

ITD GmbH

Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching

Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
Fax +49 (0)89 61 44 25-20

E-Mail: sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com

