




Gerätewagen
classic-cart

NEUES PRODUKT



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	
Tragfähigkeit	150 kg
Tragfähigkeit Ablageboden	50 kg Flächenlast
Abmessungen Basisgestell	
Breite in mm	663 / 763 / 1263
Tiefe in mm	660
Gesamthöhe in mm	840 / 968 / 1128 / 1288 / 1448 / 1608 / 1768
Abmessungen Ablageboden	
Breite in mm	500 / 600 / 1100
Tiefe in mm	491
Elektrifizierung	
Trenntransformator	1200 VA / 1600 VA / 2000 VA
Zentraler Ein-/Ausschalter	ja
Steckdosenleisten	ja

Get in touch »

Europe: +49 89 614425-0 | sales@itd-cart.com
America: +1 800 947-3901 | salesusa@itd-cart.com
China: +86 21 5031 8818 | saleschina@itd-cart.com
India: +91 86 0015 4064 | salesindia@itd-cart.com
Australia: +61 3 9330 5050 | salesaustralia@itd-cart.com

www.itd-cart.com



KUNDENSPEZIFISCHES DESIGN

Neue Farben

GRUNDFARBE	DEKORFARBE	
RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 9016 Verkehrsweiß

Neues Design

WIEDERERKENNBARES CORPORATE DESIGN





DS.0269.799 – 04/2026. Printed in Germany. All rights to make changes reserved.

HOCHWERTIGES DESIGN UND OPTIMIERTE FUNKTIONALITÄT



Neues Eckelement –
elegantes Design mit verbesserten
Hygieneigenschaften



Schiebegriff –
angenehme Haptik, anpassbar
an das Corporate Design

Einteilige, glatte Säule –
sehr gute Hygieneigenschaften
und klares Design




Individuelle Gestaltung –
hoher Wiedererkennungswert



Neue Armposition –
großer Bewegungs-
spielraum

**Zusätzliche
Rückgriffe –**
einfache Aus-
richtung des
Wagens aus
jeder Position

**Internationale Steckdosen-
leisten –** uneingeschränkte
Zugänglichkeit



Gegengewichte –
unsichtbar integriert und frei kombi-
nierbar mit Trenntransformatoren

