



医疗支臂和 壁挂系统

卓越品质, 灵活适配



技术参数

rm-port	单节	双节	双节
长度	250 mm / 325 mm	250 mm + 250 mm	325 mm + 325 mm
显示器重量	最高 18 kg / 39.6 lbs	最高 18 kg / 39.6 lbs	最高 18 kg / 39.6 lbs
承重能力	最高 23 kg / 50.6 lbs	最高 23 kg / 50.6 lbs	最高 18 kg / 39.6 lbs

mf-port	单节	双节
长度	350 mm	350 mm + 350 mm
显示器重量	最高 18 kg / 39.6 lbs	最高 18 kg / 39.6 lbs
承重能力	最高 23 kg / 50.6 lbs	最高 23 kg / 50.6 lbs

lf-port	单节弹臂	双节弹臂
长度	225 mm	225 mm + 250 mm 225 mm + 325 mm
显示器重量	最高 7 kg / 15.4 lbs	最高 8 kg / 17.6 lbs 最高 8 kg / 17.6 lbs
承重能力	最高 8 kg / 15.4 lbs	最高 18 kg / 39.6 lbs 最高 18 kg / 39.6 lbs

flexion-port	单节弹臂	双节弹臂
长度	300 mm / 400 mm	300 mm + 350 mm 400 mm + 350 mm
显示器重量	最高 20 kg / 44 lbs	最高 14 kg / 30.8 lbs 最高 14 kg / 30.8 lbs

Get in touch »

Europe: +49 89 614425-0 | sales@itd-cart.com
America: +1 800 947-3901 | salesusa@itd-cart.com
China: +86 21 5031 8818 | saleschina@itd-cart.com
India: +91 86 0015 4064 | salesindia@itd-cart.com
Australia: +61 3 9330 5050 | salesaustralia@itd-cart.com

www.itd-cart.com



壁挂系统


医疗壁挂系统

modul-port


不同iTD型材 –
长度范围:320 mm 至 1920 mm




多种显示器支架 –
兼容多种制式显示器



丰富的组件和附件选择 –
适用于多种应用



机械 / 电动高度调节



DS.0293.799 – 10/2026. 中国印刷。保留所有修改权。

医疗支臂概览

旋转臂 rm-port

可旋转、倾斜和移动 -
多种型号可选, 具备 $\pm 90^\circ$ 水平旋转范围、 $\pm 20^\circ$ 倾斜范围, 以及 $\pm 5^\circ$ 旋转角度


多种臂长可选 -
单节旋转臂提供 250 mm 和 325 mm, 双节旋转臂提供 250 mm + 250 mm 和 325 mm + 325 mm

轻松旋转重型显示屏 -
免维护关节设计, 确保高操作便捷性和可靠性

多种接口 -
适用于标准显示器安装

多种接口 -
适用于安装在医院基础设施上

集成式电源线固定夹 -
防止电缆被拉扯



旋转臂 mf-port

多种长度可选 -
提供单臂或双臂, 可定制长度 (L1 和 L2) 及关节数量

可调节旋转关节 -
可调节关节内的摩擦力


多种接口 -
用于安装标准显示器
如 VESA 75 / 100, 通用适配器、桌面安装适配器

多种接口 -
适用于安装在医院基础设施上

定制解决方案



可变高度支撑臂 lf-port



多种长度可选 -
实现灵活且符合人体工程学的工作空间设计

高操作舒适度与可靠性 -
由于集成高可靠性的气弹簧

大容量线缆通道 -
适用于数据线和电源线

多种接口 -
适用于安装在医院基础设施上

快速组装 -
专为快速紧固件设计

可变高度支撑臂 flexion-port

多种长度可选 -
实现灵活且符合人体工程学的工作空间设计

轻松升降重型显示器 -
依靠弹簧助力, 提供操作舒适度与可靠性

多种接口 -
适用于标准显示器安装

大容量线缆通道 -
适用于数据线和电源线

多种接口 -
适用于安装在医院基础设施上

