



Medizinische Tragarme und Trägersysteme

HOCHWERTIG, ROBUST UND
FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG



TECHNISCHE DATEN

rm-port	1-fach	2-fach	2-fach
Auslegerlängen	250 mm / 325 mm	250 mm + 250 mm	325 mm + 325 mm
Monitorgewicht	bis max. 18 kg	bis max. 18 kg	bis max. 18 kg
Zuladung gesamt	bis max. 23 kg	bis max. 23 kg	bis max. 18 kg

mf-port	1-fach	2-fach
Auslegerlängen	350 mm	350 mm + 350 mm
Monitorgewicht	bis max. 18 kg	bis max. 18 kg
Zuladung gesamt	bis max. 23 kg	bis max. 23 kg

lf-port	Tragarm	Tragarme auf Schwenkarm
Auslegerlängen	225 mm	225 mm + 250 mm 225 mm + 325 mm
Monitorgewicht	bis max. 7 kg	bis max. 8 kg bis max. 8 kg
Zuladung gesamt	bis max. 7 kg	bis max. 18 kg bis max. 18 kg

flexion-port	Tragarme	Tragarme auf Schwenkarm
Auslegerlängen	300 mm / 400 mm	300 mm + 350 mm 400 mm + 350 mm
Monitorgewicht	bis max. 20 kg	bis max. 14 kg bis max. 14 kg
Zuladung gesamt	bis max. 20 kg	bis max. 14 kg bis max. 14 kg

Get in touch »

Europe: +49 89 614425-0 | sales@itd-cart.com
America: +1 800 947-3901 | salesusa@itd-cart.com
China: +86 21 5031 8818 | saleschina@itd-cart.com
India: +91 86 0015 4064 | salesindia@itd-cart.com
Australia: +61 3 9330 5050 | salesaustralia@itd-cart.com

www.itd-cart.com




TRÄGERSYSTEME

Medizinisches Trägersystem modul-port

Unterschiedliche iTD Wandprofile –
in den Längen von 320 mm bis 1920 mm



Eine Vielzahl von Monitorhalterungen –
zur Montage der gängigen Monitore



Großes Zubehörportfolio und Komponenten –
für verschiedene Anwendungen



DS.0291.799 – 10/2026. Printed in Germany. All rights to make changes reserved.

ÜBERSICHT MEDIZINISCHE TRAGARME

Schwenkarme rm-port

Schwenkbar, neigbar und rotierbar –
Variantenvielfalt mit horizontalem
Schwenkbereich um $\pm 90^\circ$, Neigebereich
bis zu $\pm 20^\circ$ sowie um $\pm 5^\circ$ rotierbar


Verschiedene Auslegerlängen –
Schwenkarme 1-fach in 250 mm
und 325 mm und Schwenkarme 2-fach
in 250 mm + 250 mm und 325 mm + 325 mm

Müheloses Schwenken von schweren Monitoren –
hoher Bedienkomfort und Zuverlässigkeit
durch wartungsfreie Gelenke


Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage der gängigen Monitore

Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage an der Krankenhaus-
infrastruktur

Integrierte Zugentlastungen –
schützen die Kabel vor dem Herausziehen



Schwenkarme mf-port



Verschiedene Auslegerlängen –
erhältlich als Einzel- oder Doppelarm,
anpassbar in der Länge (L1 und L2) und
Anzahl der Gelenke

Einstellbare Drehgelenke – Anpassung der Reibung innerhalb der Gelenke


Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage der gängigen Monitore
wie VESA 75 / 100, Universaladapter,
Table Top Mount-Adapter

Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage an der Krankenhaus-
infrastruktur

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN



Höhenverstellbare Tragarme



Verschiedene Auslegerlängen –
ermöglichen eine flexible und ergonomische
Gestaltung des Arbeitsplatzes

Hoher Bedienkomfort und Zuverlässigkeit – durch integrierte Federkraftunterstützung

Großvolumige Kabelkanäle – für Daten- und Netzkabel

Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage an der Krankenhaus-
infrastruktur

Schnellmontage –
speziell entwickelte Schnellverschlüsse

Höhenverstellbare Tragarme flexion-port

Verschiedene Längen und Auslegerlängen –
ermöglichen eine flexible und ergonomische
Gestaltung des Arbeitsplatzes

Müheloses Anheben von schweren Monitoren –
hoher Bedienkomfort und Zuverlässigkeit
durch Federkraftunterstützung

Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage der gängigen Monitore

Großvolumige Kabelkanäle – für Daten- und Netzkabel

Zahlreiche Schnittstellen –
zur Montage an der Krankenhaus-
infrastruktur

