

轻松选择医疗设备推车

医院和临床环境对设备的要求特别高。

电子设备的操作、设备推车的使用、接线和连接选项必须人性化且具有实用价值，并有效地集成到医疗工作流程中。这些要求为想要寻找合适医疗设备推车的用户带来了各种挑战。此摘要旨在帮助您不要忽略最重要的事实：

接线

许多国家/地区有不同的电网和插头。为了在应用中创建一个无电位的环境并保护患者，隔离变压器的集成变得非常重要。

灵活性

设备推车在结构上的灵活性确保它全球适用。在选择供应商时，应着重考虑全球供货、安全运输和多年经验这几个方面。

现代设计


符合人体工程学的设计旨在确保轻松的工作方式，设计接口使设备推车成为医疗领域外观统一的完整解决方案。

卫生

设备推车内部经过精心设计的电缆管理可防止电缆散落在地板上。粉末涂层和不锈钢表面可实现符合卫生标准的无残留清洁。

可靠性

作为设备推车制造商，我们与遵守当前质量标准的经过认证的合作伙伴合作。



二十多年来，我们一直在为医疗设备市场贡献我们的专长。我们使用模块化系统，使我们的客户能够非常轻松、灵活地组装由标准和近标准组件组成的特定产品解决方案。我们采用 DIN EN ISO 13485 质量管理体系，确保我们的产品和流程始终符合最高质量标准，以及我们的设备推车满足 I 类医疗器械 MDR 标准的要求。我们为 60 多个国家/地区供货，并为 4 大洲的客户安排了直接联系人。